



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,LDR](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,LDR)

# Pesos padrão M1 - botão, conjunto (1 g - 10 kg), caixa plástica

OK-402-0070



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

### Parâmetros metrológicos

Classe OIML	M1
Peso	21 110 g
Valor nominal	1 g – 10 kg
Quantidade	17 pçs

## Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis