



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,LDR](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,LDR)

# Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 g - 10 kg), opakowanie plastikowe

OK-402-0070



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	M1
Masa	21 110 g
Wartość nominalna	1 g – 10 kg
Ilość	17 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle