



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,LDR

Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 g - 10 kg), opakowanie plastikowe

OK-402-0070



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-------------|
| Klasa dokładności OIML | M1 |
| Masa | 21 110 g |
| Wartość nominalna | 1 g – 10 kg |
| Ilość | 17 szt |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle