



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,LDR](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,LDR)

# M1 Kütle standardı, silindirik ağırlık set (1 g - 10 kg), plastik kutuda

OK-402-0070



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı	M1
Ağırlık	21 110 g
Nominal değer	1 g – 10 kg
Quantity	17 adet

## İle uyumlu (Additional Fee)

Fırçalar