



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,LFY

Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewicht mit Justierkammer - 20 kg

OP-203-0097



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter

OIML-Klasse	F1
-------------	----

Konstruktion

Material	Edelstahl
----------	-----------

Nominalwert	20 kg
-------------	-------

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinsel