



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,LFY](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,LFY)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewicht mit Justierkammer - 20 kg

OP-203-0097



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Nominalwert	20 kg

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinsel