



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,LFY

Poids de la classe F1 - cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage - 20 kg

OP-203-0097



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | F1 |
| Construction | |
| Matière | Acier inoxydable |
| Valeur nominale | 20 kg |

Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux