



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,LJZ](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,LJZ)

## Wzorzec masy klasy F2 - dźwigar 5 g

OS-101-0009



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry metrologiczne

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Klasa dokładności OIML | F2  |
| Wartość nominalna      | 5 g |

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle