



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,LOG

Cylindrique, ensembles (1 mg - 500 g), boîte plastique

OK-302-0037



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | F2 |
| Construction | |
| Matière | Acier inoxydable |
| Masse | 1 111,11 g |
| Valeur nominale | 1 mg - 500 g |
| Nombre | 24 pièces |

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux