

## KIT 195.M Kit de determinação de densidade

WX-002-0115





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Visão geral

O KIT 195.M é um kit de determinação de densidade destinado às balanças de precisão PS M de alta capacidade, que operam com base na tecnologia RADWAG MonoBLOCK® e dispõem de prato de pesagem 195x195.

Este acessório de aço inoxidável permite determinar a densidade de:

sólidos, líquidos.

## **Compativel com (Additional Fee)**

Balança de precisão PS R2 Balança de precisão PS X7 Balança de precisão PS R1 Balança de precisão PS 5Y

## Dimensões do dispositivo L x P x A



