

## KIT 195.M - Set zur Dichtebestimmung von Feststoffen und Flüssigkeiten

More information on the website mirror.radwag.com/de/info,w1,LR0

WX-002-0115



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.


## **Beschreibung**

Das KIT 195.M ist ein Dichtebestimmungsset für die Präzisionswaagen PS M mit hoher Kapazität, die auf der Basis der MONOBLOCK®-Technologie arbeitet und mit einer 195x195 großen Waagschale ausgestattet ist. Dieses Zubehör aus rostfreiem Stahl ermöglicht die Bestimmung der Dichte von: Feststoffen Flüssigkeiten


## Kompatibel mit (Additional Fee)

Waagen PS X7 für FPVO Präzisionswaagen PS R2 Präzisionswaage PS X7 Waagen PS 5Y für FPV0 Präzisionswaage PS R1 Präzisionswaage PS 5Y


## Abmessungen des Geräts B x T x H









KIT 128



KIT 195



KIT 195.M



Granulte density determination KIT