



# KIT 195.M - Set zur Dichtebestimmung von Feststoffen und Flüssigkeiten

WX-002-0115



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Das KIT 195.M ist ein Dichtebestimmungsset für die Präzisionswaagen PS M mit hoher Kapazität, die auf der Basis der MONOBLOCK®-Technologie arbeitet und mit einer 195x195 großen Waagschale ausgestattet ist. Dieses Zubehör aus rostfreiem Stahl ermöglicht die Bestimmung der Dichte von: Feststoffen Flüssigkeiten

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Präzisionswaage PS X2  
 Waagen PS X7 für FPVO  
 Präzisionswaagen PS R2  
 Waagen PS X2 für FPVO

Präzisionswaage PS X7  
 Waagen PS 5Y für FPVO  
 Präzisionswaage PS R1  
 Präzisionswaage PS 5Y

## Abmessungen des Geräts

