



## KIT 195.M - Set zur Dichtebestimmung von Feststoffen und Flüssigkeiten



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Beschreibung

Das KIT 195.M ist ein Dichtebestimmungsset für die Präzisionswaagen PS M mit hoher Kapazität, die auf der Basis der MONOBLOCK®-Technologie arbeitet und mit einer 195x195 großen Waagschale ausgestattet ist. Dieses Zubehör aus rostfreiem Stahl ermöglicht die Bestimmung der Dichte von: Feststoffen Flüssigkeiten

### Kompatibel mit

Präzisionswaage PS X2  
Waagen PS X7 für FPVO  
Präzisionswaagen PS R2  
Waagen PS X2 für FPVO

Präzisionswaage PS X7  
Waagen PS 5Y für FPVO  
Präzisionswaage PS R1  
Präzisionswaage PS 5Y


### Abmessungen des Geräts




KIT 85




KIT 128



KIT 195



KIT 195.M



Granulte density  
determination KIT