



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,LRO](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,LRO)

# KIT 195.M - Set zur Dichtebestimmung von Feststoffen und Flüssigkeiten

WX-002-0115



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Das KIT 195.M ist ein Dichtebestimmungsset für die Präzisionswaagen PS M mit hoher Kapazität, die auf der Basis der MONOBLOCK®-Technologie arbeitet und mit einer 195x195 großen Waagschale ausgestattet ist. Dieses Zubehör aus rostfreiem Stahl ermöglicht die Bestimmung der Dichte von: Feststoffen  
Flüssigkeiten

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Waagen PS X7 für FPVO  
Präzisionswaagen PS R2  
Präzisionswaage PS 5Y

Waagen PS 5Y für FPVO  
Präzisionswaage PS R1  
Präzisionswaage PS X7


# Abmessungen des Geräts B x T x H



KIT 85



KIT 128



KIT 195



KIT 195.M



Granulte density  
determination KIT