



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,LRO

KIT 195.M - Kit pour indication de densité d'états solides et de liquides

WX-002-0115



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Kit pour déterminer la densité d'états solides et de liquides est conçu pour les balances de précision à hautes capacités PS M, basées sur la technologie RADWAG MonoBLOCK, avec le plateau 195×195 mm.

Le kit est réalisé en acier inoxydable et rend possible l'indication de la densité :


d'états solides, de liquides.

Compatible avec (Additional Fee)


Balance de précision PS X2
Balances PS X7 pour CPP
Balance de précision PS R2
Balances PS X2 pour CPP

Balance de précision PS X7
Balances PS 5Y pour CPP
Balance de précision PS R1
Balance de précision PS 5Y


Dimensions d'appareil




KIT 85




KIT 128



KIT 195



KIT 195.M



Granule density
determination KIT