

## KIT 195.M Kit per la determinazione della densita

More information on the website mirror.radwag.com/it/info,w1,LR0





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Caratteristiche generali

Kit per la determinazione della densita per solidi e liquidi progettato per le bilance di precisione di grande capacita PS M, con piatto di pesata di 195×195 mm.


Il kit per la determinazione della densita e utilizzabile per la determinazione di:

solids; liquidi.


## **Compatibile con (Additional Fee)**

Bilance PS X7 per controllo CPC Bilancia di precisione PS R2 Bilancia di precisione PS X7 Bilance PS 5Y per controllo CPC Bilancia di precisione PS R1 Bilancia di precisione PS 5Y


## Device dimensions L x P x A







KIT 128



KIT 195.M

