



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,LRO](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,LRO)

## KIT 195.M 密度測定用キット

WX-002-0115



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 概要

KIT 195.Mは、大ひょう量のPS M精密天秤用の密度測定キットであり、RADWAG MonoBLOCK®技術を採用し、195 × 195 mmの計量皿を備えています。

このステンレス製アクセサリーは、以下の密度測定を可能にします:


固体 液体

### 互換性あり (Additional Fee)


PGC用PS X7天秤  
PS R2 上皿天秤  
PS X7 上皿天秤

PGC用PS 5Y天秤  
PS R1 上皿天秤  
PS 5Y 上皿天秤


デバイスの寸法 幅x奥行x高さ




KIT 85




KIT 128



KIT 195



KIT 195.M



Granulte density  
determination KIT