



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,LRZ](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,LRZ)

# Personenwaage C315.100/200.OR-1

WM-004-1031



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

## Technische Daten

### Messtechnische Parameter

Wägebereich [Max]	100 / 200 kg
Ablesbarkeit [d]	50 / 100 g
Tarierbereich	-200 kg
OIML-Klasse	III

### Physikalische Parameter

Display	4,3" LCD (hinterleuchtet)
Verpackungsgröße B x T x H	500×420×160 mm
Nettogewicht	6,5 kg
Bruttogewicht	7,5 kg

## Kommunikationsschnittstellen

Schnittstellen RS232

## Elektrische Parameter

Stromversorgung 100 – 240 V AC 50/60 Hz + Akkus

Maximaler Leistungsaufnahme 5 W

Akku-Betriebszeit bis 8 Stunden

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur 0 – +40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 10% – 85% RH ohne Kondensation

Gemäß den MDR-Vorschriften (Medical Device Regulation) ist diese Waage kein Medizinprodukt.



Additional fee for verification

## Zubehör (Additional Fee)

Kabel RS 232 (Waage – Drucker)  
Anschlusskabel für Zigarettenanzünder  
Displays  
Kabel RS 232, RS 485


Konverter RS 232 – Ethernet  
Konverter RS 232 – USB  
Konverter RS 232 – RS 485  
Thermische Drucker

## Software (Additional Fee)



• RAD Key [WX-010-0005]  
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• RLAB [WX-010-0080]




# Abmessungen des Geräts B x T x H



C315.OW



C315.OR



C315.OK