



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,LXB

Leitor de código de barras DS2208

WX-006-0036



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Construção	
Classe de proteção	IP 42
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, USB
Condições ambientais	
Temperatura de operação	0 – +50 °C
Temperatura de armazenamento	-40 – +70 °C
Parâmetros físicos	
Dimensões até dispositivo L x P x A	165×99×66 mm
Resistência à queda [m]:	1,5
Códigos de barras operados:	1D, 2D, Pdf417, Postal, GS1 Databar
Tecnologia de leitura:	Imager 2D (area imager)
Contraste de código necessário [%]:	25

Compatível com (Additional Fee)

Plataforma multifuncional em aço inoxidável HX7 H
 Plataforma multifuncional HX7.4C
 Plataforma multifuncional HX7 HR
 Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P
 Plataforma multifuncional WPY
 Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P
 Plataforma multifuncional C32
 Balança de precisão 5Y.PM
 Microbalança para filtros MYA 5Y.F
 Plataformas multifuncionais em aço inoxidável TMX H
 Balança analítica AS X7
 Plataforma multifuncional TMX
 Microbalança XA 5Y.M.A
 Balança de precisão PS R2
 Balança de precisão WLC X7
 !Terminal de pesagem PUE CY10
 Plataforma Multifuncional CY10
 Plataforma multifuncional HY10
 Plataforma multifuncional em aço Inoxidável HY10 H
 Balança de precisão C32.PM
 Balanças automáticas para calibração de micropipetas
 Plataforma multifuncional HX7

Balança de precisão PS X7
 Balança analítica XA 5Y.A
 Comparador de massa manual WAY 5Y.KO
 Balança analítica AS 5Y
 Balança de precisão PS R2.H
 Balança de precisão CY10
 Balança analítica para filtros XA 5Y.F
 Balança de precisão WLY
 Comparador de massa manua APP 5Y.KO
 Microbalança MYA 5Y
 Balança de precisão PS R1
 Balança analítica XA 5Y
 Comparadores de massa manuais 5Y.PM.KB
 Balança analítica AS R2 PLUS
 Balança de precisão PS 5Y
 Comparador de massa manual XA 5Y.KO
 Microbalança XA 5Y.M
 Comparador de massa manual UYA 5Y.KO
 Balança analítica AS R1 PLUS
 Plataforma à prova d'água H315 H
 Microbalança para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S