

## Leitor de código de barras DS2208 wx-006-0036





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

Construção	
Classe de proteção	IP 42
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, USB
Condições ambientais	
Temperatura de operação	0 - +50 °C
Temperatura de armazenamento	-40 - +70 °C
Parâmetros físicos	
Parâmetros físicos  Dimensões até dispositivo L x P x A	165×99×66 mm
	165×99×66 mm 1,5
Dimensões até dispositivo L x P x A	
Dimensões até dispositivo L x P x A  Resistência à queda [m]:	1,5

## Parâmetros metrológicos

Umidade ambiente permitida [%]:

5 % - 95 %

## **Compativel com (Additional Fee)**

Plataforma multifuncional em aço inoxidável HX7 H

Plataforma multifuncional HX7.4C Plataforma multifuncional HX7 HR

Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P

Plataforma multifuncional WPY

Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P

Plataforma multifuncional C32 Balança de precisão 5Y.PM Microbalança para filtros MYA 5Y.F

Plataformas multifuncionais em aço inoxidável TMX H

Balança analítica AS X7 Plataforma multifuncional TMX Microbalança XA 5Y.M.A Balança de precisão PS R2 Balança de precisão WLC X7

!Terminal de pesagem PUE CY10 Plataforma Multifuncional CY10 Plataforma multifuncional HY10

Plataforma multifuncional em aço Inoxidável HY10 H

Balança de precisão C32.PM

Balanças automáticas para calibração de micropipetas

Plataforma multifuncional HX7

Balança de precisão PS X7 Balança analítica XA 5Y.A

Comparador de massa manual WAY 5Y.KO

Balança analítica AS 5Y Balança de precisão PS R2.H Balança de precisão CY10

Balança analítica para filtros XA 5Y.F

Balança de precisão WLY

Comparador de massa manua APP 5Y.KO

Microbalança MYA 5Y Balança de precisão PS R1 Balança analítica XA 5Y

Comparadores de massa manuais 5Y.PM.KB

Balança analítica AS R2 PLUS Balança de precisão PS 5Y

Comparador de massa manual XA 5Y.KO

Microbalança XA 5Y.M

Comparador de massa manual UYA 5Y.KO

Balança analítica AS R1 PLUS Plataforma à prova d'água H315 H

Microbalança para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S