

Barcode-Scanner DS2208

WX-006-0036





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Konstruktion	
Schutzart	IP 42
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, USB
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	0 - +50 °C
Lagertemperatur	-40 - +70 °C
Physikalische Parameter	
Abmessungen des Geräts B x T x H	165×99×66 mm
Sicherer Fall auf hartem Untergrund [m]:	1,5
Unterstützte Barcodes:	1D, 2D, PdF417, Postal, GS1 Databar
Lesetechnologie:	Imager 2D (area imager)
Erforderlicher Code-Kontrast [%]:	25

5 % - 95 %

Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P

Multifunktionswaage WPY

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

Multifunktionswaage C32

Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H

Präzisionswaage 5Y.PM

Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F

Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H

Multifunktionswaage TMX H rostfrei

Waagen WLY für FPVO Analysenwaage AS X7 Waagen PS X7 für FPVO Multifunktionswaage TMX Mikrowaage XA 5Y.M.A Präzisionswaagen PS R2 Präzisionswaage WLC X7 Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H.LD rostfrei Waagen CY10 für FPVO

Dynamische Waagen DWT/RC/HYF

Wägeterminal PUE CY10 Multifunktionswaage CY10

Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H

Multifunktionswaagen HY10

Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP

Präzisionswaage C32.PM

Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP

Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung

Multifunktionswaage HX7

Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z

Präzisionswaage PS X7 Waagen WPY für FPVO Analysenwaage XA 5Y.A Multifunktions- Plattformwaage

HX7.4 H rostfrei

Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2 Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO

Analysenwaage AS 5Y Waagen PS 5Y für FPVO Präzisionswaage PS R2.H Waagen HY10.H für FPVO Präzisionswaage CY10

Analysenwaage für Filter XA 5Y.F

Präzisionswaage WLY

Manueller Massekomparator APP 5Y.KO

Mikrowaage MYA 5Y Präzisionswaage PS R1 Analysenwaage XA 5Y Wägeterminal PUE HX7

Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB

Analysenwaage AS R2 PLUS Wägeterminal PUE C32 Wägeterminal PUE 7.1 Wägeterminal PUE 5 Präzisionswaage PS 5Y

Manueller Massekomparator XA 5Y.KO

Mikrowaage XA 5Y.M

Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO

Analysenwaage AS R1 PLUS

Wasserdichte Plattformwaage H315 H Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S