



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,LXB

Skaner kodów kreskowych DS2208

WX-006-0036



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 42
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232, USB
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	0 – +50 °C
Temperatura przechowywania	-40 – +70 °C
Parametry fizyczne	
Wymiary urządzenia	165×99×66 mm
Bezpieczny upadek na twardą powierzchnię [m]:	1,5
Obsługiwane kody kreskowe:	1D, 2D, Pdf417, Postal, GS1 Databar
Technologia odczytu:	Imager 2D (area imager)
Wymagany kontrast kodu [%]:	25

Dopuszczalna wilgotność otoczenia [%]:

5% – 95%

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Moduły MU YA

Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H
Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR
Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
Waga wielofunkcyjna WPY
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
Waga wielofunkcyjna C32
Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H
Waga precyzyjna 5Y.PM
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F
Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H
Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H
Wagi WLY do KTP
Waga analityczna AS X7
Waga precyzyjna PS X2
Wagi analityczne AS X2 PLUS
Wagi PS X7 do KTP
Waga wielofunkcyjna TMX
Mikrowaga XA 5Y.M.A
Waga precyzyjna PS R2
Waga precyzyjna WLC X7
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD
Wagi CY10 do KTP
Wagi PS X2 do KTP
Wagi dynamiczne DWT/RC/HYF
Terminal wagowy PUE CY10
Waga wielofunkcyjna CY10
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H
Waga wielofunkcyjna HY10
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP
Waga precyzyjna C32.PM

Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP
Wagi automatyczne do kalibracji pipet
Waga wielofunkcyjna HX7
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z
Waga precyzyjna PS X7
Wagi WPY do KTP
Waga analityczna XA 5Y.A
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H
Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2
Manualny komparator masy WAY 5Y.KO
Waga analityczna AS 5Y
Wagi PS 5Y do KTP
Waga precyzyjna PS R2.H
Wagi HY10.H do KTP
Waga precyzyjna CY10
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Waga precyzyjna WLY
Manualny komparator masy APP 5Y.KO
Mikrowaga MYA 5Y
Waga precyzyjna PS R1
Waga analityczna XA 5Y
Manualny komparator masy 5Y.PM.KB
Waga analityczna AS R2 PLUS
Terminal wagowy PUE C32
Terminal wagowy PUE 7.1
Terminal wagowy PUE HX7
Terminal wagowy PUE 5
Waga precyzyjna PS 5Y
Manualny komparator masy XA 5Y.KO
Mikrowaga XA 5Y.M
Manualny komparator masy UYA 5Y.KO
Waga platformowa wodoodporna H315 H
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S