



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,M0C](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,M0C)

# Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny, monoblok bez jamy adiustacyjnej 2 g

OP-303-0047



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	2 g

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle