



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,M0C

Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny, monoblok bez jamy adiustacyjnej 2 g

OP-303-0047



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F2

Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 2 g

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle