



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,M3X

Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Set (1 mg - 2 kg), Kunststoff-Etiu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	6 111,11 g
Nominalwert	1 mg – 2 kg
Anzahl	27 St.

Kompatibel mit

Pinzetten

Pinself