



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,M3X](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,M3X)

# Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 2 kg), caja de plástico

OK-302-0039



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	F2
Construcción	
Material	Acero inoxidable
Masa	6 111,11 g
Valor nominal	1 mg – 2 kg
Número	27 pieza

## Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos