



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,M3X](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,M3X)

## F2 Kütle Standardı - ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 2 kg), plastik kutu

OK-302-0039



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F2

#### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 6 111,11 g

Nominal değer 1 mg – 2 kg

Quantity 27 adet

### İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar