



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,M6U](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,M6U)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Zylindergewicht mit Ringschraube 250 kg - Servicekoffer

OP-304-0009



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Nominalwert	250 kg

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinsel