

Pesos padrão F1 - botão sem câmara de ajuste, conjunto (1 mg - 1 kg), caixa de madeira

More information on the website mirror.radwag.com/br/info,w1,MBU

OK-201-0075



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Classe OIML	F1
Construção	
Construção	
Material	aço inoxidável
Peso	2 111,11 g
Valor nominal	1 mg – 1 kg
Quantidade	25 pçs

Compatível com (Additional Fee)

!Pinças !Pincéis