



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,MIB](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,MIB)

# Peso padrão F1 - peso cilíndrico com 4 parafusos de suporte - 500 kg - caixa de serviço

OP-204-0004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos |                |
|-------------------------|----------------|
| Classe OIML             | F1             |
| Construção              |                |
| Material                | aço inoxidável |
| Valor nominal           | 500 kg         |

## Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis