



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,MIB

Prüfgewicht der F1 Klasse - Zylindergewicht mit 4 Stehbolzen - 500 kg - Servicekoffer



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|-----------|
| OIML-Klasse | F1 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Nominalwert | 500 kg |

Kompatibel mit

Pinsel