



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,MIB](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,MIB)

# Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z 4 uchwytemi 500 kg - opakowanie serwisowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F1

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 500 kg

## Pasuje do

Pędzle