



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,MIB

Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z 4 uchwytemi 500 kg - opakowanie serwisowe

OP-204-0004



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	500 kg

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle