



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,MMB](https://mirror.radwag.com/br/info,w1,MMB)

# Maleta de transporte para analisador de umidade microondas PMV PLUS

WX-003-0410



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

### Parâmetros físicos

Dimensões da embalagem L x P x A

760×510×425 mm

## Compatível com (Additional Fee)

Analisador de umidade PMV 5Y

## Dimensões do dispositivo L x P x A

