



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,MMB](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,MMB)

# Valise pour dessiccateur micro-ondes PMV PLUS

WX-003-0410



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

### Paramètres physiques

Dimensions de colis L x P x H

760×510×425 mm

## Compatible avec (Additional Fee)

Dessiccateur PMV 5Y

## Dimensions d'appareil L x P x H

