



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,MMG](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,MMG)

# Wzorzec masy klasy F2 - blaszki 200 mg

OP-303-0044



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Nowe srebro
Wartość nominalna	200 mg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle