



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,MTF](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,MTF)

# Pesas de clase F1 - cilíndrico con 4 tornillos - 250 kg - caja de madera

OP-201-0026



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	F1
Construcción	
Material	Acero inoxidable
Valor nominal	250 kg

## Trabaja con (Additional Fee)

Cepillos