



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,MTF](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,MTF)

# Poids de la classe F1 - cylindrique - 250 kg - caisse en bois

OP-201-0026



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques |                  |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | F1               |
| Construction             |                  |
| Matière                  | Acier inoxydable |
| Valeur nominale          | 250 kg           |

## Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux