



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,MTF](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,MTF)

## Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z 4 uchwytyami 250 kg - opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	250 kg

### Pasuje do

Pędzle