



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,MTS

Cilindrico con cavità di adiacenza, set (1 g - 1 kg), cassa di legno

OK-201-0047



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Classe OIML	F1
Costruzione	
Materiale	Stainless steel
Peso	2 110 g
Valore nominale	1 g - 1 kg
Numero	13 pcs

Compatibile con (Additional Fee)

Pinzette

Pennelli