



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,MTS](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,MTS)

## Wzorce masy klasy F1, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 g - 1 kg), opakowanie drewniane

OK-201-0047



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

| Parametry metrologiczne |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML  | F1              |
| Konstrukcja             |                 |
| Materiał                | Stal nierdzewna |
| Masa                    | 2 110 g         |
| Wartość nominalna       | 1 g – 1 kg      |
| Ilość                   | 13 szt          |

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle