



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,MTS](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,MTS)

# F1 Kütle standardı- ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 g - 1 kg), tahta kutulu

OK-201-0047



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F1

### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 2 110 g

Nominal değer 1 g – 1 kg

Quantity 13 adet

## İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar