




More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,MVJ](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,MVJ)

## Przewód PT0364.5

WX-013-0207



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Przewód RS 232: moduł MAS.1 - komputer

Długość przewodu: 5 m

Pasuje do:

moduł MAS.1 moduł MAS.1.R

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Moduły MAS1