



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,MZP](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,MZP)

# Poids de la classe M1 - cylindrique - 20 g

OP-403-0122



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	M1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Valeur nominale	20 g

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux