



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,MZP](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,MZP)

# Wzorzec masy klasy M1 - cylindryczny 20

**g**

OP-403-0122



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	M1
------------------------	----

### Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Wartość nominalna	20 g
-------------------	------

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle