



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,MZS](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,MZS)

# Poids de la classe M1 - cylindrique - 200 g

OP-403-0125



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques |                  |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | M1               |
| Construction             |                  |
| Matière                  | Acier inoxydable |
| Valeur nominale          | 200 g            |

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux