



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,MZS](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,MZS)

# Wzorzec masy klasy M1 - cylindryczny 200

## g

OP-403-0125



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML M1

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 200 g

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle