

Ponteiras OMNITIP™ - Starter ST 300 µl

PT-115-0001





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Visão geral

As ponteiras OMNITIP™ Starter ST de 300 µl são acessórios de laboratório de alta qualidade, projetados para pipetagem de precisão. Projetadas com eficiência e praticidade em mente, são uma ferramenta indispensável para o trabalho diário em laboratório.

Capacidade: 300 µl Cor: transparente O conjunto contém: caixa, 6 racks e 576 ponteiras

Aplicação: - dispensação precisa de amostras biológicas, - pipetagem precisa de medicamentos e soluções médicas, - preparação e transferência de soluções químicas, - uma ferramenta indispensável em experimentos que exigem dosagem precisa.

Compativel com (Additional Fee)

Pipetas automáticas de volume variável

Estação de trabalho para calibração de micropipetas