



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,N2A

Puntas OMNITIP™ - Starter ST 300 µl

PT-115-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

Las puntas OMNITIP™ Starter ST de 300 µl son accesorios de laboratorio de alta calidad diseñados para un pipeteado de precisión. Diseñadas pensando en la eficiencia y la comodidad, son una herramienta indispensable para el trabajo diario en el laboratorio.

Capacidad: 300 µl Color: incoloro El set incluye: caja, 6 gradillas y 576 puntas

Aplicación: - dispensación precisa de muestras biológicas, - pipeteo preciso de medicamentos y soluciones médicas, - preparación y transferencia de soluciones químicas, - una herramienta indispensable en experimentos que requieren una dosificación precisa.

Trabaja con (Additional Fee)

Pipetas de volumen variable automáticas

Puesto de calibración de pipetas