



## Bouts OMNITIP™ - Starter ST 300 µl

PT-115-0001

More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,N2A](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,N2A)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Description

Les bouts OMNITIP™ Starter ST 300 µl sont des accessoires de laboratoire de haute qualité conçus pour un pipetage de précision. Conçues dans un souci d'efficacité et de commodité, elles constituent un outil indispensable pour le travail quotidien en laboratoire.

Capacité : 300 µl Couleur : incolore Le kit contient : une boîte, 6 râteaux et 576 bouts

Application : - distribution précise d'échantillons biologiques, - pipetage précis de médicaments et de solutions médicales, - préparation et transfert de solutions chimiques, - outil indispensable pour les expériences nécessitant un dosage précis.

## Compatible avec (Additional Fee)

Pipettes volumétriques automatiques

Poste pour calibrage de pipettes